



RECUEIL DES URINES POUR COMPTE D'ADDIS - HLM

Ref : C2-ABCD-LG-002 v01

Version : 01

Applicable le : 30-09-2013



1. But du test

Cette analyse consiste à mesurer le débit des hématies et des leucocytes passant dans les urines. Ce recueil s'effectue sur la totalité des urines émises en 3 heures.

2. Préconisations pour le prélèvement

3 heures avant le lever habituel :

- Vider la totalité de la vessie dans les toilettes.
- Boire un quart de litre d'eau (250 ml)
- Noter la date et l'heure sur le flacon fourni par le laboratoire.
- Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures.

3 heures après (le plus exactement possible) :

- Uriner dans le flacon HLM (500 ml) fourni par le laboratoire pour recueillir la totalité des urines.
- Noter l'heure sur le flacon.
- Identifier le flacon avec votre nom et prénom.

Nb : Dans l'intervalle des trois heures, toutes les urines doivent être récupérées dans le flacon.

3. Conservation et transport du prélèvement

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans **les plus brefs délais**.